

Link do produktu: <https://www.sklep.ekspertfitness.com/tiguar-materac-gimnastyczny-200-x-120-x-10-cm-p-1268.html>

tiguar materac gimnastyczny 200 x 120 x 10 cm



Cena	509,00 zł
Numer katalogowy	TI-ARM200-120-10
Kod EAN	5902860492610

Opis produktu

Materac gimnastyczny 200 x 120 x 10 cm jest niezbędnym zabezpieczeniem podczas różnego rodzaju aktywności gimnastycznych (np. w trakcie stretchingu czy rehabilitacji) oraz ćwiczeń akrobatyki powietrznej (aerial joga, aerial silks, arial hoop).

Zwiększa bezpieczeństwo podczas treningu oraz zmniejsza ryzyko kontuzji. Można wykorzystywać go zarówno do użytku domowego, jak i w klubach fitness czy studiach akrobatyki powietrznej.

Materac pokryty dobrym jakościowo skajem, czyli **skórą syntetyczną** (zwaną też ekoskórą). Jest to elastyczny, wodoodporny, miły w dotyku materiał o dużej wytrzymałości i przyczepności, który idealnie sprawdzi się zwłaszcza w domowych warunkach. Wypełnienie pianką poliuretanową zapewnia natomiast odpowiednią amortyzację. Pianka charakteryzuje się **wysoką gęstością 60 kg/m³** (materac o **twardości R60**). Twardość ta cechuje materace średnio miękkie, polecane do domowych ćwiczeń gimnastycznych i akrobatycznych oraz do sal treningowych. Czyszczenie materaca jest bardzo łatwe — wystarczy przetrzeć powierzchnię suchą ściereczką, aby kontynuować trening.

Zastosowanie

- trening na hamaku tiguar aerial hammock (hamaku do jogi)
- trening na kole akrobatycznym tiguar aerial hoop
- trening na szarfię tiguar aerial silk (szarfię wertykalnej)
- ćwiczenia rozciągające i wzmacniające

Mocne strony

- zapewnia bezpieczeństwo wykonywania ćwiczeń rozciągających i wzmacniających oraz trenowania aerial jogi i gimnastyki powietrznej
- wytrzymały, elastyczny i wodoodporny materiał
- łatwe czyszczenie
- polska produkcja — materace produkowane są w Polsce, a cały proces produkcji podlega szczegółowemu nadzorowi ekspertów

Ważne informacje

- wymiary: długość 200 cm, szerokość 120 cm, grubość 10 cm
- kształt: prostokątny
- kolor: czarny z czerwonymi rogami
- materiał poszycia: skaj
- wypełnienie: pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości 60 kg/m³

Czyszczenie i przechowywanie

Materac gimnastyczny ze skaju nie wymaga specjalnego czyszczenia. Wystarczy przetrzeć powłokę zwilżoną ściereczką, opcjonalnie z delikatnym środkiem czyszczącym. Przed odłożeniem materaca w miejsce przechowywania należy pozwolić mu wyschnąć. Materac przechowujemy w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej.

Okres gwarancji: 12 miesięcy do zastosowań komercyjnych; 24 miesiące dla klienta indywidualnego